

Milchaufschäumer-Reiniger

Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer

- Entfernt Milchstein, Milchfette und andere Ablagerungen
- Wirksam gegen Bakterien und unangenehme Gerüche
- Für maschinelle Milchaufschäumer aller Art

Materialschonendes Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer.

Entfernt rückstandsfrei Milchstein, Milchfette, andere Verunreinigungen und hartnäckige Ablagerungen. Das Produkt wirkt geruchsvernichtend, antibakteriell und im Konzentrat desinfizierend.

Anwendung:

Je nach Verschmutzung 40–80 ml Konzentrat mit 1 Liter Wasser mischen und nach Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen. Das Konzentrat wirkt desinfizierend bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten. Abnehmbare Teile können durch Einlegen in das Konzentrat desinfiziert werden. Vorher auf Säurefestigkeit überprüfen! Vor erneuter Inbetriebnahme der Maschine mehrfach mit klarem Wasser durchspülen.

**Konzentrat -
ergibt bis zu 13 Liter
Fertiglösung**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 150 400	Milchaufschäumer-Reiniger	500 ml	24	4029559010311